



Proline XT Cuff Voice maat 9 - 1002590

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-cuff-voice-maat-9-1002590>

Specificaties

Productnummer	1002590
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1002590
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	79 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

De XT-line canules worden gebruikt wanneer de maatvoering en de curve van een standaardcanule niet volstaat, bijvoorbeeld bij obesitas of andere anatomische redenen. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.