



Proline XT Cuff Voice maat 10 - 1002510

<https://mdsmedical.nl/proline-xt-cuff-voice-maat-10-1002510>

Specificaties

Productnummer	1002510
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1002510
Canule type	Proline XT
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Proline XT
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	81 mm
Canule Curve	84 - 93 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja

De XT-line canules worden gebruikt wanneer de maatvoering en de curve van een standaardcanule niet volstaat, bijvoorbeeld bij obesitas of andere anatomische redenen. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.