



## Optima Voice Cuff maat 8

<https://mdsmedical.nl/optima-voice-cuff-maat-8>

### Specificaties

Productnummer	102045
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	102045
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Optima
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,6 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	75,5 mm
Canule Curve	105 graden
Binnencanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Ja