



Ultrasoft Basic maat 8

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-basic-maat-8>

Specificaties

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Productnummer | 103015 |
| Categorie | Tracheotomie |
| Artikelnummer | 103015 |
| Canule type | Optima |
| Kleur | transparant |
| Verpakkingseenheid | per stuk |
| Merk | Primed |
| Met Cuff | Nee |
| Subglottische afzuiging | Nee |
| Model | Ultrasoft |
| Maat | maat 8 |
| Buitendiameter distaal | 11,6 mm |
| Lengte Ruglijn | 87 mm |
| Lengte Hartlijn | 75,5 mm |
| Canule Curve | 105 graden |
| Binnecanule type | basic met 15 mm connector |
| Met spreekklep | Nee |