



Ultrasoft Basic Cuff maat 6

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-basic-cuff-maat-6>

Specificaties

Productnummer	103023
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103023
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9,2 mm
Lengte Ruglijn	73 mm
Lengte Hartlijn	64,5 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Nee