



## Ultrasoft Basic Cuff maat 9

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-basic-cuff-maat-9>

### Specificaties

Productnummer	103026
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103026
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12,6 mm
Lengte Ruglijn	93 mm
Lengte Hartlijn	81 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Nee