



## Ultrasoft Voice maat 7

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-voice-maat-7>

### Specificaties

Productnummer	103034
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103034
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10,5 mm
Lengte Ruglijn	79 mm
Lengte Hartlijn	70 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Ja