



Ultrasoft Voice maat 8

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-voice-maat-8>

Specificaties

Productnummer	103035
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103035
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,6 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	75,5 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Ja