



## Ultrasoft Voice Cuff maat 7

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-voice-cuff-maat-7>

### Specificaties

Productnummer	103044
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103044
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10,5 mm
Lengte Ruglijn	79 mm
Lengte Hartlijn	70 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Ja