



Ultrasoft Voice Cuff maat 10

<https://mdsmmedical.nl/ultrasoft-voice-cuff-maat-10>

Specificaties

Productnummer	103047
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103047
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Ultrasoft
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,6 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	87,5 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Ja