



## Ultrasoft Suction maat 8

<https://mdsmedical.nl/ultrasoft-suction-maat-8>

### Specificaties

Productnummer	103055
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	103055
Canule type	Optima
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Ultrasoft
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,6 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	75,5 mm
Canule Curve	105 graden
Binnecanule type	basic met 15 mm connector
Met spreekklep	Nee