



## Priflex MRI met Cuff maat 9

<https://mdsmedical.nl/priflex-mri-met-cuff-maat-9>

### Specificaties

Productnummer	203816
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	203816
Canule type	Priflex
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Priflex MRI
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,9 mm
Lengte Hartlijn	100 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee