



Priflex MRI met Cuff maat 11

<https://mdsmedical.nl/priflex-mri-met-cuff-maat-11>

Specificaties

Productnummer	203818
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	203818
Canule type	Priflex
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Priflex MRI
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13,9 mm
Lengte Hartlijn	130 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee