



Primedistom Cuffless IC15 maat 7 - 201114

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-ic15-maat-7-201114>

Specificaties

Productnummer	201114
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201114
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	57 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee