



Primedistom Cuffless IC15 maat 13 - 201120

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-ic15-maat-13-201120>

Specificaties

Productnummer	201120
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201120
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 13
Buitendiameter distaal	15 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless met 1 binnencanule met 15mm connector - maat 13