



Primedistom Cuffless extra lang IC15 maat 7 - 201125

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-maat-7-201125>

Specificaties

Productnummer	201125
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201125
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	93 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - met 1 binnencanule met 15mm connector - maat 7