



Primedistom Cuffless extra lang IC15 maat 10 - 201128

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-maat-10-201128>

Specificaties

Productnummer	201128
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201128
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	115 mm
Lengte Hartlijn	105 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - met 1 binnencanule met 15mm connector - maat 10