



Primedistom Cuffless extra lang IC15 maat 13 - 201131

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-maat-13-201131>

Specificaties

Productnummer	201131
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201131
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 13
Buitendiameter distaal	15 mm
Lengte Ruglijn	130 mm
Lengte Hartlijn	118 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee