



Primedistom Cuffless IC15 + IC22 maat 12 - 201219

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-ic15-ic22-maat-12-201219>

Specificaties

Productnummer	201219
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	201219
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 12
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	78 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless met 2 binnencanules 15mm en 22mm connector - maat 12