



Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC22 maat 5 - 201273

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic22-maat-5-201273>

Specificaties

Productnummer	201273
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	201273
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 5
Buitendiameter distaal	6,8 mm
Lengte Ruglijn	92 mm
Lengte Hartlijn	87 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - met 2 binnencanules met 15mm en 22mm connector - maat 5