



## Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC22 maat 9 - 201277

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic22-maat-9-201277>

### Specificaties

Productnummer	201277
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201277
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	110 mm
Lengte Hartlijn	101 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - met 2 binnencanules met 15mm en 22mm connector - maat 9