



Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC22 maat 11 - 201279

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic22-maat-11-201279>

Specificaties

Productnummer	201279
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201279
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	120 mm
Lengte Hartlijn	109 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Nee

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - met 2 binnencanules met 15mm en 22mm connector - maat 11