



## Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 4 - 200301

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-4-200301>

### Specificaties

Productnummer	200301
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200301
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 4
Buitendiameter distaal	5,8 mm
Lengte Ruglijn	55 mm
Lengte Hartlijn	50 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 4