



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 6 - 200303

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-6-200303>

Specificaties

Productnummer	200303
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200303
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	7,8 mm
Lengte Ruglijn	60 mm
Lengte Hartlijn	54 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 6