



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 9 - 200306

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-9-200306>

Specificaties

Productnummer	200306
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200306
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	65 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 9