



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 11 - 200308

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-11-200308>

Specificaties

Productnummer	200308
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	200308
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 11