



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 12 - 200309

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-12-200309>

Specificaties

Productnummer	200309
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200309
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 12
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	78 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 12