



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC-speech maat 13 - 200310

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic-speech-maat-13-200310>

Specificaties

Productnummer	200310
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200310
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 13
Buitendiameter distaal	15 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 13