



Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC-speech maat 5 - 200322

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic-speech-maat-5-200322>

Specificaties

Productnummer	200322
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200322
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 5
Buitendiameter distaal	6,8 mm
Lengte Ruglijn	92 mm
Lengte Hartlijn	87 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 5