



## Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC-speech maat 7 - 200324

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic-speech-maat-7-200324>

### Specificaties

Productnummer	200324
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200324
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	93 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - gefenestreerd met 2 binnecanules: 15mm connector en spreekklep - maat 7