



Primedistom Cuffless extra lang IC15 + IC-speech maat 13 - 200330

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-extra-lang-ic15-ic-speech-maat-13-200330>

Specificaties

Productnummer	200330
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200330
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 13
Buitendiameter distaal	15 mm
Lengte Ruglijn	130 mm
Lengte Hartlijn	118 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & speech
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless - extra lange uitvoering - gefenestreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en spreekklep - maat 13