



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC15 fen maat 6 - 201373

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic15-fen-maat-6-201373>

Specificaties

Productnummer	201373
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201373
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	7,8 mm
Lengte Ruglijn	60 mm
Lengte Hartlijn	54 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenstreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en 15mm connector gefenstreerd - maat 6