



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC15 fen maat 7 - 201374

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic15-fen-maat-7-201374>

Specificaties

Productnummer	201374
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201374
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	9 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	57 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenstreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en 15mm connector gefenestreerd - maat 7