



Primedistom Cuffless Fen IC15 + IC15 fen maat 13 - 201380

<https://mdsmedical.nl/primedistom-cuffless-fen-ic15-ic15-fen-maat-13-201380>

Specificaties

Productnummer	201380
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	201380
Canule type	Primedistom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedistom
Maat	maat 13
Buitendiameter distaal	15 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja

Primedistom tracheacanule cuffless gefenstreerd met 2 binnencanules: 15mm connector en 15mm connector gefenestreerd - maat 13