



## Primedicutff IC15 + IC15 swivel maat: 9 - 200701

<https://mdsmedical.nl/primedicutff-ic15-ic15-swivel-maat-9-200701>

### Specificaties

Productnummer	200701
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200701
Canule type	Primedicutff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedicutff
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee

Primedicutff tracheacanule met cuff - 2 binnencanules - maat: 9