



Primedicutff IC15 + IC15 swivel maat: 11 - 200703

<https://mdsmedical.nl/primedicutff-ic15-ic15-swivel-maat-11-200703>

Specificaties

Productnummer	200703
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200703
Canule type	Primedicutff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedicutff
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee

Primedicutff tracheacanule met cuff - 2 binnencanules - maat: 11