



Primedicuff extra lang IC15 + IC15 swivel maat: 10 - 200706

<https://mdsmedical.nl/primedicuff-extra-lang-ic15-ic15-swivel-maat-10-200706>

Specificaties

Productnummer	200706
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200706
Canule type	Primedicuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedicuff
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13 mm
Lengte Ruglijn	110 mm
Lengte Hartlijn	100 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee

Primedicuff tracheacanule met cuff - Extra lange uitvoering - 2 binnencanules - maat: 10