



Primedicuff extra lang IC15 + IC15 swivel maat: 11 - 200707

<https://mdsmedical.nl/primedicuff-extra-lang-ic15-ic15-swivel-maat-11-200707>

Specificaties

Productnummer	200707
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200707
Canule type	Primedicuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primedicuff
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	115 mm
Lengte Hartlijn	104 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee

Primedicuff tracheacanule met cuff - Extra lange uitvoering - 2 binnencanules - maat: 11