



Primediphon Cuff IC15 fen & IC15 swivel maat 8 - 200710

<https://mdsmedical.nl/primediphon-cuff-ic15-fen-ic15-swivel-maat-8-200710>

Specificaties

Productnummer	200710
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200710
Canule type	Primediphon
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primediphon
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	62 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja