



## Primediphon Cuff IC15 fen & IC15 swivel maat 11 - 200713

<https://mdsmedical.nl/primediphon-cuff-ic15-fen-ic15-swivel-maat-11-200713>

### Specificaties

Productnummer	200713
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	200713
Canule type	Primediphon
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primediphon
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primediphon tracheacanule met cuff maat 11 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.