



Primediphon Cuff extra lang IC15 fen & IC15 swivel maat 9 - 200715

<https://mdsmedical.nl/primediphon-cuff-extra-lang-ic15-fen-ic15-swivel-maat-9-200715>

Specificaties

Productnummer	200715
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200715
Canule type	Primediphon
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Primediphon
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	105 mm
Lengte Hartlijn	96 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primediphon tracheacanule met cuff - Extra lange uitvoering - maat 9 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.