



Primesuction Cuff IC15 fen & IC15 swivel maat 8 - 200720

<https://mdsmedical.nl/primesuction-cuff-ic15-fen-ic15-swivel-maat-8-200720>

Specificaties

Productnummer	200720
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200720
Canule type	Primesuction
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Primesuction
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	62 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primesuction tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - maat 8 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.