



## Primesuction extra lang Cuff IC15 fen & IC15 swivel maat 8 - 200724

<https://mdsmedical.nl/primesuction-extra-lang-cuff-ic15-fen-ic15-swivel-maat-8-200724>

### Specificaties

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Productnummer           | 200724                   |
| Categorie               | Canulesets               |
| Artikelnummer           | 200724                   |
| Canule type             | Primesuction             |
| Kleur                   | transparant              |
| Verpakkingseenheid      | per stuk                 |
| Merk                    | Primed                   |
| Met Cuff                | Ja                       |
| Subglottische afzuiging | Ja                       |
| Model                   | Primesuction             |
| Maat                    | maat 8                   |
| Lengte Ruglijn          | 105 mm                   |
| Lengte Hartlijn         | 97 mm                    |
| Canule Curve            | 90 graden                |
| Binnencanule type       | 15 mm fen & 15 mm swivel |
| Met spreekklep          | Ja                       |

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primesuction tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - extra lange uitvoering - maat 8 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.