



Primesuction extra lang Cuff IC15 fen & IC15 swivel maat 9 - 200725

<https://mdsmedical.nl/primesuction-extra-lang-cuff-ic15-fen-ic15-swivel-maat-9-200725>

Specificaties

Productnummer	200725
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200725
Canule type	Primesuction
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Primesuction
Maat	maat 9
Lengte Ruglijn	105 mm
Lengte Hartlijn	96 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primesuction tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - extra lange uitvoering - maat 9 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.