



Primedicom Cuff-Suction-Fen IC fen & IC15 swivel maat 8 - 200730

<https://mdsmedical.nl/primedicomb-cuff-suction-fen-ic-fen-ic15-swivel-maat-8-200730>

Specificaties

Productnummer	200730
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	200730
Canule type	Primedicom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Primedicom
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	62 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primedicomb tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - gefenestreerd - maat 8 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.