



## Primedicom Cuff-Suction-Fen IC fen & IC15 swivel maat 9 - 200731

<https://mdsmedical.nl/primedicomb-cuff-suction-fen-ic-fen-ic15-swivel-maat-9-200731>

### Specificaties

Productnummer	200731
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200731
Canule type	Primedicom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Primedicom
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	basic fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primedicomb tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - gefenestreerd - maat 9 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.