



## Primedicom Cuff-Suction-Fen IC fen & IC15 swivel maat 11 - 200733

<https://mdsmedical.nl/primedicomb-cuff-suction-fen-ic-fen-ic15-swivel-maat-11-200733>

### Specificaties

Productnummer	200733
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	200733
Canule type	Primedicom
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Primedicom
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primedicomb tracheacanule met cuff en uitzuig mogelijkheid - gefenestreed - maat 11 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.