



Spiraflex Uni maat 8 - 17504-08

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-uni-maat-8-17504-08>

Specificaties

Productnummer	17504-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17504-08
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Met deze SPIRAFLEX®UNI-tracheacanule maat 8 met geïntegreerde spiraalverstevinging kan ondanks de grote flexibiliteit een goede vormstabiliteit worden gewaarborgd. Het schild is verstelbaar en kan met een schroefbevestiging op de canulebuis worden gemonteerd.