



Spiraflex Uni maat 10 - 17504-10

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-uni-maat-10-17504-10>

Specificaties

Productnummer	17504-10
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	17504-10
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,2 mm
Lengte Ruglijn	135 mm
Lengte Hartlijn	118 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

Met deze SPIRAFLEX®UNI-tracheacanule maat 10 met geïntegreerde spiraalversteving kan ondanks de grote flexibiliteit een goede vormstabiliteit worden gewaarborgd. Het schild is verstelbaar en kan met een schroefbevestiging op de canulebuis worden gemonteerd.