



## Spiraflex MRT Uni Cuff maat 7 - 17520-07

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-mrt-uni-cuff-maat-7-17520-07>

### Specificaties

Productnummer	17520-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17520-07
Canule type	Spiraflex
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex MRT
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10,2 mm
Lengte Ruglijn	80 mm
Lengte Hartlijn	68 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee